

無線タイプ 無線式ベッドセンサー SS-111



小型センサーを採用

リクライニングベッド等でもお使いいただけます。

無線式でより便利に

送信機を、足下やベッド下など、患者様の目の届かないところにご自由に設置することができます。

さらに、送信機には寝返り時の誤検知防止機能のタイマー(0秒、3秒、5秒から設定)や、介助の際に便利な一時停止ボタン(10分後自動復旧)の他、センサーを使用しない場合に停止させる、手動スイッチを搭載しています。

センサーを最大2台まで登録可能

1台の受信機Rでセンサー2台の離床を検知できるため、用途を別けて 運用することもでき、導入総コストを抑えることができます。

| 型名 | SS-111 |
|------|--|
| センサー | ・圧力検知方式 ・サ イ ズ:約380mm×700mm×5mm ・重 量:約600g ・抗 菌:○ ・ケーブル長さ:センサー〜送信機 約2m ・収 納 方 法:二つ折り ・付 属 品:センサー固定ベルト 1本 |
| 送信機 | サ イ ズ:約80mm×40mm×25mm ・重 量:約60g(電池込) ・電 源:コイン型リチウム電池CR2032 1個 ・検出タイマー:0秒、3秒、5秒から選択 ・一時停止時間:約10分 ・手動スイッチ:入/切 |
| 受信機R | サイズ:約64mm×132mm×35mm 重量:約160g 電源:AC100V (50/60Hz) 一時停止時間:約10分 無線通信距離:約20m センサー接続台数:2台 |

※表記のサイズにつきまして、ケーブルやフックや紐などは含まれておりません。

●リーフレット掲載商品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。 また、実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際には販売店でお確かめ下さい。

お問い合せ・ご相談は下記の窓口へどうぞ

● 開発・製造元

SMCガルーブ

ISO 9001 取得(開発技術センター、国富工場) ISO 14001 取得(開発技術センター、国富工場)

SAMMA NEWTEC CO.LTD. 三和ニューテック株式会社

東日本営業所 東京都千代田区九段北1-3-1 VORT九段

〒102-0073 **②** (03) 3265-3431(代表) FAX (03) 3265-3588 **西日本営業所** 大阪市北区西天満5-1-1 セヤマビル7 F 〒530-0047 **②** (06) 4709-7007(代表) FAX (06) 4709-7008

九州営業所 福岡県福岡市中央区舞鶴3-1-22 Sビル5F 〒810-0073 ☎ (092) 738-8411(代表) FAX (092) 738-8423

Webサイト http://web.sanwa-newtec.co.jp/